

MEDISANA JALASOOJENDAJA FWS 60257 KASUTUSJUHEND

OLULIST



Ärge torgake jalasoojendajat nõeltega.



Ärge pange jalasoojendajat töötama kokkuvoldituna.



Ärge kasutage seadet väikelastel (alla 3 eluaasta)

IPX1

Seade on pritsmekindel.



Kasutage ainult sisetingsimustes.



Ärge peske jalasoojendajat.



Sisekate on pestav tavalisel viisil maksimaalselt 30 C kraadi juures.
Mitte pleegitada!



Ärge kuivatage jalasoojendajat kuivatis.
Sisekatet võib kuivatis kuivatada.



Sisekatet võib madalal temperatuuril triikida.



Ärge puhastage keemiliselt!

- Kontrollige jalasoojendajat kahjustuste suhtes enne kasutuselevõtmist. Kui märkate midagi olevat katki seadme, lüliti või juhtme juures, ärge võtke seadet kasutusele vaid tagastage edasimüüjale.
- Enne vooluvõrku ühendamist kindlustage, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme tüübisildil toodud omadustele vastavad.
- Seadet ei tohi taimeri vahendusel vooluvõrku ühendada. Jalasoojendajat ei tohi kokkuvoldituna tööle panna.
- Ärge pange jalasoojendaja külge haaknõelu ega mingeid muid teravaid esemeid.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil ega meditsiinasutustes.
- Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis ette nähtud otstarbel.
- Ärge kasutage seadet lastel ega teovõimetutel, magavatel või kuumusele tundetutel isikutel. Alla 3 aasta vanustel lastel seadet kasutada ei tohi.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet

iseseisvalt ohutult kasutada, juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Seadet ei tohi lapsed ilma järelevalveta ega juhendamiseta puhastada.
- Seadet ei tohi kasutada loomade soojendamiseks.
- Töötavat jalasoojendajat ei tohi jätta järelevalveta.
- Ärge jääge seadet kasutades magama.
- Ärge pange jalatsites jalgu jalasoojendajasse, kuna jalatsite tõttu ei tunneta te soojust õigesti ja seade saab seest mustaks.
- Liiga pikaajaline jalasoojendaja kasutamine kõige kõrgemal temperatuuril võib põhjustada nahapõletust.
- Ärge kasutage jalasoojendajat voodis olles.
- Ärge kasutage jalasoojendajat niisketes või märgades tingimustes. Jalasoojendajat tohib kasutada vaid siis, kui see on täiesti kuiv.
- Seadme pult ega lülitid ei või märjaks saada.
- Kui seade juhtub vette või vedelikesse sattuma, ärge haarake kohe seda võtma. Veenduge esmalt, et seade ei ole ühendatud vooluvõrku ja alles siis võtke seade veest.
- Lüliti ega juhe ei või seadme töötamise ajal olla millegagi kinni kaetud.
- Kuumaveepudeleid ega mistahes muid soojusallikaid ei või seadme ligidusse asetada.
- Hoidke voolujuhet eemal kuumadest pindadest.
- Raskeid ega suuri esemeid ei tohi asetada seadmele, ükskõik kas siis töötavale või välja lülitatud.
- Ärge kunagi kandke ega sikutage seadet juhtmest ega avaldage muud mehaanilist survet seadme juhtmele.
- Kui seadet ei kasutata, siis eemaldage pistik vooluvõrgust.
- Mistahes kahjustuse korral ärge seadet omakäeliselt parandage. Remonti tohib seadmele teostada vaid volitatud hooldusettevõttes või muus sarnaselt kvalifitseeritud ettevõttes.
- **Kahjustustega voolujuhet uue vastu vahetada ei saa. Kui voolujuhe kahjustub, ei aita muud kui terve seade uue vastu vahetada.**
- Säilitamisele asetamisel laske seadmel esmalt jahtuda enne kokkuvoltimist.
- Ärge asetage kokkuvolditud jalasoojendajale mingeid esemeid peale.
- Terviseprobleemide korral küsige enne jalasoojendaja kasutamist nõu oma arstilt.
- Ärge kasutage seadet, kui teie jalad on paistes, põletikus või vigastustega.
- Kui seadme kasutamisel kogetakse mistahes valu või ebamugavustunnet, tuleb kasutamine koheselt lõpetada.

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole.

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad:

- 1 MEDISANA jalasoojendaja FWS sisekattega
- Kasutusjuhend

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt.

Kasutamine

Kindlustage, et kasutusel olev (parasjagu töötav) jalasoojendaja ei oleks kortsus ega kokkuvolditud. Kasutage jalasoojendajat vaid koos sisevoodriga. Seadet juhitakse liuglülitiga puldil. Ärge kasutage taimerit seadme vooluvõrku ühendamiseks.

- Lülitasiend 0 = välja lülitatud
- Lülitasiend 1 = nõrk soojendamine
- Lülitasiend 2 = keskmine soojendamine
- Lülitasiend 3 = tugev soojendamine

Vastavalt lülitasiendile põlevad ka märgutuled.

Asetage jalad soojendajasse ja nautige meeldivat soojust. Umbkaudu 90 minuti möödudes lülitub seade automaatselt välja. Uuesti sisselülitamiseks tuleb lülitasiend esmalt seadistada asendisse 0 ja siis 5 sekundi pärast saab seadet uuesti sisse lülitada. Väljalülitamiseks seadistage lülitasiendile 0.

Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta.

Kasutuseloleva seadme pult võib veidi soojeneda. Ärge katke seda millegagi kinni.

Ärge proovige jalasoojendaja sisemuse soojust käega. Käed kannatavad märgatavalt paremini soojust kui jalad. Mis kätele tundub soe, võib jalgadele tunduda ebameeldivalt kuum.

Kui ohutussüsteem seadme mingi rikke tõttu välja lülitab, siis kustub ka märgutuli ära. Ärge kasutage jalasoojendajat sel juhul edasi, sest seadme ohutust ei ole võimalik rikke korral garanteerida.

Puhastamine

Seadet tuleb hoida puhtana, sest seda ei saa pesta ega keemiliselt puhastada. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. Välispinda saab puhtaks harjata. Vähest mustust saab niiske lapi või käsna maha hõõruda. Ärge tehke seadet märjaks. Kui seade saab niiskeks, laske sel õhu käes kuivada. Hoidke seadet kuivas kohas ja ärge asetage teisi asju selle peale.

Sisekatte saab pesemiseks eemaldada. Peske seda 30C kraadises vees. Ärge kasutage selle puhastamiseks midagi lahustipõhist. Kasutage seadet uuesti alles siis kui kõik selle osad on kuivanud.

Seadme käitlemine



Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Nimi ja mudel: MEDISANA jalasoojendaja FWS

Toide: 220-240 V -50 Hz

Soojendusvõimsus max. 100 W

Automaatne väljalülitumine 90 min möödumisel

Lülitasiendmed 0 - 1 - 2 - 3

Mõõtmed umbes 30 x 30 x 23 cm

Kaal u. 580 g

Juhtme pikkus u. 2 m,

Tooteartikkel: 60257

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase etteteatamiseta.

GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisyhendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - kohvimasina küttekeha ummistused
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtme pistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 2 aastat
- Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

HOOLDUSPARTNERID

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Speleta	Akadeemia tee 20	tel. 654 6543
TARTU:	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel/faks 7 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel/faks 44 27 231
HAAPSALU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3	tel. 43 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
	OÜ Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. (45) 31 627
KÄRDLA:	FIE Enno Tuulik	Vabaduse tn.8, Kärdla	tel. 46 963 06
VÕRU:	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
IDA-VIRUMAA:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318

TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: _____

MUDEL: _____

KAUPLUS _____

MÜÜGIKUUPÄEV: _____

KAUPLUSE PITSAT: _____